



# SPI 500

Laveur de microplaques



LABORATOIRE



# SPI 500

## Laveur de microplaques

### Caractéristiques principales

- Grand écran LCD, menu conçu pour une utilisation facile
- Lavage de la plaque entière ou lavage à une seule bande
- Collecteur à 12 et 8 voies inclus
- Faible volume résiduel par deux pipettes
- Lavage de fond complet
- Fonction d'agitation et de trempage
- Surveillance automatique du vide et de la pression, cycle de rinçage automatique
- Plaque fond plat, plaque fond en V ou plaque fond en U et bandes de lavage
- Grande mémoire pour stocker jusqu'à 48 protocoles de lavage programmés par l'utilisateur
- Arrêt d'urgence et avertissement liquide

### Spécifications techniques

Entrée	Clavier à membrane 8 touches
Ecran	Écran d'affichage à cristaux liquides à haute luminosité
Collecteur	8 voies et 12 voies
Mode de lavage	Mode bande et mode plaque
Bandes de lavage	1-12 réglable
Plaque	Plat, fond en V ou fond en U
Temps de lavage	0 ~ 99 fois réglable
Temps de trempage	0 ~ 3600s réglable
Temps d'agitation	0 ~ 600s réglable
Volume résiduel	≤ 1 µl / puits
Volume de liquide	50 ~ 3000 µl
Temps d'aspiration	0.1 ~ 9.9s
Capacité de stockage	Plus de 100 procédures de planche de lavage définies par l'utilisateur
Alimentation	198 ~ 242V , 49 ~ 51Hz
Environnement d'opération	Température 5 ° C ~ 40 ° C Humidité maximale 80%
Dimensions	448 x 382 x 163 mm ( L x W x H )
Poids net	8kg



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30  
14022 Castelnuovo D.B. (AT)  
Tel +39 011 99 27 706  
Fax +39 011 99 27 506  
e-mail [esse3@chierinet.it](mailto:esse3@chierinet.it)  
web: [www.esse3-medical.com](http://www.esse3-medical.com)

